



BSA蛋白标准品说明书

货号: WGD-X-3100096

产品介绍

BSA 蛋白标准品是一种高质量的校准品。BSA 被普遍作为总蛋白定量的校准蛋白，此标准品可用作 BCA 或其他蛋白测定实验中的蛋白浓度校准标准液，标准曲线的建立和校准对照用。此标准品的浓度为 5 mg/mL(5000 µg/mL)。

产品目录

产品名称	规格
BSA 蛋白标准品	1 mL

产品组成

组分	含量
BSA 标准品(5000 µg/mL)	1 mL

产品用途

用于 BCA 法蛋白定量试剂盒试剂，亦可作为其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。

产品特点

方便快捷，开盖即用。

注意事项

1. 避免反复冻融；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
3. 本产品仅作科研用途。

操作步骤

根据实验具体要求操作。一般应做多个稀释度，以便做出标准曲线。

储存及运输条件

- 25~-15℃保存，保质期 12 个月。
2~8℃运输。