

PMSF (100X) (100mM)

产品详情

目录号	WD100023
保存方法	室温保存，一年有效，配成 PMSF 溶液后需-20℃保存
产品规格	10ml

产品简介

PMSF 即 Phenylmethanesulfonyl fluoride，中文名为苯甲基磺酰氟。分子式为 $C_7H_7FO_2S$ ，分子量为 174.19，纯度 >99%。

常用生化试剂，用于抑制蛋白酶，进口试剂配制。

第一次使用时把一管 PMSF 溶剂全部倒入到 PMSF 晶体粉末中，溶解混匀，即配制成 10 毫升 100mM PMSF，此时为 100X 溶液，使用时按 1：100 稀释即可。

注意事项：

1. 本产品对人体有毒，操作时请特别小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。