
通用型抗体稀释液

目录号	WD100011-0100
产品规格	100ml
保存方法	2-8℃

产品简介

通用型抗体稀释液是一种即用型的,适合于稀释所有免疫抗体测定(IF, IHC, ELISA , WB) 实验中的抗体。该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制, 稀释后的抗体可以在 4℃ 保存和使用不少于六个月; 稀释液中加入了多种抗体结合反应增强剂及稳定剂, 增强免疫反应, 减少非特异性结合, 获得更佳的效果, 可反复使用, 节约宝贵的抗体。试剂中不含有动物源的蛋白、磷酸盐, 叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 适合于所有类型抗体稀释, 包括 HRP, AP 标记的抗体。

产品特点

1. 即用型稀释液, 无需配制
 2. 适用所有抗体稀释 (IF、IHC、ELISA、WB)
 3. 加入抗体结合反应增强剂, 效果更佳
 4. 不含 BSA 、脱脂奶粉等动物源蛋白
 5. 不含磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂
-

使用方法

根据抗体使用说明书, 直接用本品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。保存在通用型抗体稀释液中的抗体可回收于 4℃ 保存, 至少可反复多次使用长达 6 个月以上, 直至不能达到理想结果后丢弃。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
 2. 本品不含叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 但含安全性更高的防腐剂, 还需小心操作避免皮肤直接接触
-