

ELISA 终止液

产品编号.: WD100006

包装规格: 100 ml/500 ml

产品简介

本品用于酶联免疫吸附实验中显色反应的终止。终止液有两方面作用：一是终止液破坏了 HRP 酶的活性，使酶的催化功能丧失，中止反应，使得读数相对稳定，轻易控制；二是终止液使酶失活的同时，使得 pH 降低，显色底物的特征吸收波长发生变化，即可使蓝色的阳离子根转变为黄色的联苯醌，联苯醌在波长 450 nm 处有最大消光系数。

试剂盒组成

成分	WD100006-0100 (100 ml)	WD100006-0500 (500 ml)
组 分 A: 1M H ₂ SO ₄	100 ml	200 ml
说明书	1	1

储存条件

常温保存，有效期 2 年。

注意事项

1. 该产品有腐蚀性，使用时请注意防护。
2. 本试剂仅用于研发，不可临床使用。