

1.5M Tris-HCl, pH8.8

产品详情

目录号	WD100025
产品规格	500ml
保存方法	室温保存, 一年

产品简介

用于配制 SDS-PAGE 或 native PAGE 的下层胶,进口试剂配制。

Tris 也称 Tris base 或 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 分子量 121.14, 纯度 >99.9%。

注意事项:

1. 对人体有刺激性, 请注意适当防护。
 2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
-