



# Tris-Gly-SDS电泳液(10×)说明书

货号：WGD-X-3100083

## 产品简介

本产品采用 Tris-Glycine 缓冲系统，适用于任何浓度的 Tris-Glycine 凝胶，能够有效地提高凝胶电泳的分辨率，分离蛋白条带均匀。本产品为 10 倍浓度保存液，使用前只需做简单的稀释即可使用。

## 产品目录

| 产品名称                  | 规格       |
|-----------------------|----------|
| Tris-Gly-SDS 电泳液(10×) | 500 mL   |
|                       | 500 mL*8 |

## 产品用途

用于常规变性电泳。

## 注意事项

- 1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2. 本产品仅限科研使用。

## 操作步骤

本产品为已配置好的 10×体积浓缩液，使用时按实验需求用蒸馏水稀释即得 1× Tris-Gly-SDS 电泳液。

## 储存及运输条件

15~30 °C储存及运输，有效期 12 个月。