



Tris-MOPS-SDS缓冲液速溶颗粒说明书

货号：WGD-X-3100086

产品简介

本产品为白色颗粒，其主要成分为 Tris、MOPS、SDS 和 EDTA，每袋颗粒可配制 1 L 1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液，其中含有 50 mM Tris、50 mM MOPS、1 mM EDTA 和 0.1%SDS。

产品目录

产品名称	规格
Tris-MOPS-SDS 缓冲液速溶颗粒	10×1 L/包
	50×1 L/包

产品组成

组分	含量	含量
Tris-MOPS-SDS 缓冲液速溶颗粒	10×1 L/包	50×1 L/包

产品用途

用于 MOPS 体系蛋白凝胶电泳。

注意事项

- 1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2. 本产品仅限科研使用。

操作步骤

- 1. 取大约 600 mL 蒸馏水倒入烧杯，并向其中缓慢加入 1 袋 Tris-MOPS-SDS 缓冲液速溶颗粒，搅拌溶液直至颗粒完全溶解；
- 2. 向步骤 1 所得溶液中加入蒸馏水，定容至 1 L，即为 1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液。

储存及运输条件

15 ~ 30 °C 储存及运输，有效期 24 个月。

