



TBS缓冲液（10×）系列说明书

货号：WGD-X-3100163，WGD-X-3100165

产品简介

TBS 缓冲液（Tris Buffered Saline），即 Tris 缓冲盐溶液、Tris 盐缓冲液，由 Tris-HCl 构成稳定的 pH 缓冲体系，由 NaCl 提供等渗条件。

TBS/Tween 缓冲液（Tris Buffered Saline with Tween），即含吐温 20 的 Tris 缓冲盐溶液。

产品目录

产品名称	规格
TBS 缓冲液（10×）	500 mL
	500 mL×8
TBS/Tween 缓冲液（10×）	500 mL
	500 mL×8

产品用途

TBS 缓冲液用于 Western、免疫组化、免疫沉淀、免疫共沉淀、ELISA 等实验中洗涤缓冲液或封闭液等的配制。

TBS/Tween 缓冲液用于免疫印迹、免疫荧光、免疫组化和免疫细胞化学等实验中封闭液的配制、一抗或二抗的配制、一抗或二抗孵育后的洗涤等。

注意事项

1. 在使用缓冲液的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. TBS 缓冲液（10×）系列在低温情况下可能产生沉淀。如果发现有沉淀产生，请置于 37℃水浴至完全溶解后再使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤

此为已配置好的 10×体积浓缩液，使用时按实验需求用蒸馏水稀释即得 1×TBS 缓冲液。

储存及运输条件

室温（15 ~ 30℃）储存及运输，有效期 24 个月。