



细胞培养用水说明书

货号：WGD-X-3100170

产品介绍

细胞培养用水采用纯水过滤处理（0.1 μm），不添加任何物质。严格控制无菌，可应用于生物化学、细胞生物学、化学、生理、病理学等领域，包括实验室中培养基的配制，溶液的稀释，实验室器皿工艺设备的清洗等。

产品目录

产品名称	规格
细胞培养用水	500 mL

产品组成

组分	含量
细胞培养用水	500 mL

产品用途

本产品适用于实验室细胞培养基和试剂的制备。

产品特点

即用型溶液：本产品经过 0.1 μm 的滤膜过滤除菌制备，使用前不必再进行过滤等除菌处理。

注意事项

1. 本产品为纯水，请在洁净环境中打开使用，以避免污染。
2. 使用后须注意尽快盖上瓶盖并旋紧。如需分装，请使用无菌的高品质容器，建议使用可以用于细胞培养的离心管进行分装。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存及运输条件

15 ~ 30℃保存 12 个月，常温运输。

常见问题及解决方法

常见问题	可能原因	解决方法
溶液中出现沉淀或浑浊	微生物污染	使用时进行无菌操作，丢弃可疑批次。